

Das kabellose „Smart-Light“

>> Qualität – Made in Germany

NEU

Lichtsystem **spot-on**[®] cordfree

- >> cordfree = Freies Arbeiten ohne störende Kabel
- >> Extrem leicht mit nur 18 g für dauerhaften, angenehmen Tragekomfort
- >> Nahezu Tageslichtqualität (CRI 90*)
- >> Einfache Bedienung via Touchbutton
- >> Schneller Akkuwechsel ohne Absetzen der Brille



CRI 90

nur
18g

- >> Energieeffizient durch einstellbare winkelabhängige Abschaltautomatik

Arbeitshaltung (Kopf geneigt):
Die **spot-on**[®] cordfree leuchtet



Arbeit wird unterbrochen (Kopf gerade):
Die **spot-on**[®] cordfree leuchtet nicht



3 Helligkeitsstufen:

- >> Bei 20.000 Lux 1,0 Std. Dauerbetrieb
- >> Bei 15.000 Lux 1,5 Std. Dauerbetrieb
- >> Bei 10.000 Lux 2,0 Std. Dauerbetrieb

>> 2 Befestigungen:



Fest



Magnet

- >> Orangefilter zur Verzögerung der Lichthärtung erhältlich



erhältlich
ab Juni 2018

Lieferumfang **spot-on**[®] cordfree :

- >> 1 Ladestation für 2 Akkus



- >> 2 Akkus
- >> 1 USB-Kabel
- >> 1 Befestigungsadapter fest bzw. Magnet
- >> 1 Aufbewahrungskoffer

Messepreis
ab 980,-€**



*CRI = Colour Rendering Index

** gültig bis 31.12.2018

