

NUR FÜR STUDENTEN

Lupenbrillen & Lichtsysteme




Lupenbrille

opt-on® 2.7/3.3 TTL

Mit perfektem Tragekomfort und variablem Arbeitsabstand.

Vergrößertes Sehen und Licht sind Voraussetzung für präzise Diagnosen und minimal invasives Behandeln in allen Indikationsbereichen. Bei einer Lupenbrille zählen maximale Sehschärfe, höchste Tiefenschärfe sowie höchster Tragekomfort. Durch das 3-Linsensystem in Verbindung mit den optischen Varioclips und durch ihr geringes Gewicht erzielt die opt-on Höchstnoten.

- 2.7 oder 3.3 fache Vergrößerung
- Großes Sehfeld 75-125 mm [2.7 TTL]/60-80 mm [3.3 TTL]
- Höchste Seh- und Tiefenschärfe
- Geringes Gewicht [32 g]
- Vario-Clips (entspiegeltes Linsensystem) für Arbeitsabstände von 250 - 500 mm
- Variable Fassungsneigung für ergonomische Arbeitshaltung
- Made in Germany by orangedental



*Aufpreis für Sonderfarbe: 49,-€

Lupenbrille opt-on 2.7 TTL **790,-€/[690,-€]**

[nur bei Sammelbestellung ab 3 Stück]

Lupenbrille opt-on 3.3 TTL **870,-€/[770,-€]**

[nur bei Sammelbestellung ab 3 Stück]

Beleuchtung spot-on nxt **590,-€**

Beleuchtung spot-on cordfree **740,-€**

NEU Paketpreis für Studenten*:

Lupenbrille opt-on 2.7 790,-€

Lichtsystem spot-on^{nxt} 590,-€

Paketpreis 1.380,-€ >> **Studentenpreis: 1.199,-€**

*Paketpreis gilt bereits ab einer Person, jedoch nur in Verbindung mit dem Lichtsystem spot-on^{nxt}, nicht mit dem Lichtsystem spot-on^{cordfree}.

Lichtsystem

spot-on® cordfree

Das Smart-Light **NEU**

CRI¹⁾90
5700K²⁾

- cordfree = Arbeiten ohne störende Kabel
- Extrem leicht mit nur 18 g für dauerhaften, angenehmen Tragekomfort
- Einfache Bedienung via Touchbutton
- Schneller Akkuwechsel ohne Absetzen der Brille
- 20.000 Lux 1,0 Std. Dauerbetrieb
- 15.000 Lux 1,5 Std. Dauerbetrieb
- 10.000 Lux 2,0 Std. Dauerbetrieb
- Aufladezeit für einen Akku: ca. 1,0 Std.
- Konfigurierbar durch Tippen (smart an/aus Schalter): Dauerlicht oder 3-stufig-winkelabhängige Abschaltautomatik, steigert Energieeffizienz + Blendschutz

nur
18g



an



aus

- Arbeitshaltung (Kopf geneigt): Die **spot-on**^{cordfree} leuchtet
- Arbeit wird unterbrochen (Kopf gerade): Die **spot-on**^{cordfree} leuchtet nicht

Lichtsystem

spot-on® nxt

Das High-Light

- Leichtes Gewicht von nur 7g für dauerhaften, angenehmen Tragekomfort
- 45.000 Lux 3 Stunden Dauerbetrieb
- 30.000 Lux 6 Stunden Dauerbetrieb
- 20.000 Lux 9 Stunden Dauerbetrieb

nur
7g

CRI¹⁾90
5700K²⁾

Power-Akku:

- Nur 85g Gewicht
- Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden
- Ladezeit von ca. 3 Stunden
- One-Touch → 2 Funktionen: Lichtstärke & Ladestatus
- One-Connect → 2 Funktionen: Nur eine Buchse für Lichtversorgung & Aufladen



Kontakt:

info@orangedental.de
Tel: +49 7351 474 990
www.orangedental.de

orangedental
premium innovations **DDI** inside

Die Lupenbrillen können, immer nur gegen Vorlage der Studentenausweise bzw. Matrikelnummer und Angabe der Ausbildungsstätte, bestellt werden. Dies gilt auch für Sammelbestellungen der Fachschaft. Der Pupillen- und Arbeitsabstand muss vor Ort vermessen und namentlich zugeordnet werden. Eine Rücknahme durch orangedental ist danach nicht mehr möglich, da die Brillen individuell angefertigt werden.

Preise exkl. MwSt. / Angebot gültig bis: 31.12.2020.

¹⁾ CRI = Colour Rendering Index, CRI 100 = Tageslicht
²⁾ K = Kelvin, 5777 K = Sonnenlicht