

## Hardware Systemvoraussetzungen

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Depot- oder IT-Berater über die nötigen Hardware-Voraussetzungen. byzz<sup>®</sup>nxt3D stellt, abhängig vom Einsatzzweck, nachfolgende Mindestanforderungen an das Computersystem.

### Minimalanforderungen:

Wir empfehlen, für ein flüssiges Arbeiten mit byzz<sup>®</sup>nxt3D, folgende Voraussetzungen zu erfüllen.

#### Prozessor

- » Intel i5 oder i7 (Quad-Core)

#### Arbeitsspeicher

- » min. 8 GB Arbeitsspeicher

#### Festplatten-Speicher

- » 100 GB auf der Arbeitsstation

#### Grafikkarte

- » Nvidia GeForce / Quadro mit min. 1 GB Speicher

#### Monitor-Auflösung

- » min. 1024 x 768 / optimal 1920 x 1024

#### Betriebssystem

- » ab Windows 7 (nur 64 Bit freigegeben!) für byzz nxt 3D

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass wir einen ordnungsgemäßen Betrieb von byzz<sup>®</sup>nxt auf einem Arbeitsplatz nur auf nativ installierten Microsoft Windows-Betriebssystemen gewährleisten können [Beispiele für nicht native Systeme: virtuelle Maschinen, Parallels, Virtualbox, Wine, Boot Camp, etc.].