

NEU

spot-on® blue cordfree / nxt


Macht Bracketzement- und Compositreste für die bessere und schnellere Entfernung sichtbar.

Für Kieferorthopäden:

spot-on blue macht verbleibende Kunststoffreste von Zahnspangen-Brackets sichtbar.

Für Zahnärzte:

spot-on hebt Kompositreste hervor.



spot-on® blue cordfree
Kabelloses Lichtsystem

- Einsetzbar mit der opt-on Lupenbrille
- Zwei Versionen: „cordfree“ oder „nxt“ (mit Kabel)
- Keine Schutzbrille nötig (nach IEC 62471 geprüft)
- Durch Magnetadapter (optionales Zubehör) können auf einer Lupenbrille jederzeit sehr schnell die „Tageslicht“-Leuchte spot-on^{nxt/cordfree} und die spot-on blue hin- und hergetauscht werden.



spot-on® blue nxt
Kabelgebundenes Lichtsystem



Kontakt:

info@orangedental.de
Tel: +49 7351 474 990
www.orangedental.de

orangedental
premium innovations

