


Webinar #3/2023

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind



Wir starten um 18:30 Uhr

Willkommen beim od – Webinar Teil #3/2023

>> IDS – Neuigkeiten

>> Workshop Ez3D-i

Ihre Moderatoren heute Abend


Jan Kliewer




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.



2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster



Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auf für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.





Ihre Meinungen und Wünsche sind uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.



>> Welche Neuigkeiten gab es auf der IDS 2023?

>> Workshop Ez3D-i

>> Und nun geht es los ...

>> Umfrage 1

Waren Sie oder Ihr(e) Kollege*in diesem Jahr auf der IDS Köln?



News...

PaX-i Plus Basic / HD / FSC

Bewährte Technologie, modernisiert im neuen Design



Nachfolger des PaX-i

- Neues Design in weiß
- Bewährte Technik
- Jetzt mit Glasfaserkabel
- FSC mit 1,9 Sek. Umlauf



Green X

bis 21x19



Green X


FOV 4x4 bis 21x19



Integrierter Facescanner

Green X


FOV 4x4 bis 21x19



Integrierter Facescanner

Green X


FOV 4x4 bis 21x19



Projektion für
Patientenposition

Green X

FOV 4x4 bis 21x19



Projektion für
Patientenposition

Green X

FOV 4x4 bis 21x19



Lieferbar voraussichtlich ab Q1/2024

Green X

FOV 4x4 bis 21x19



WELTKLASSE

in Bildqualität, Homogenität, Geometrie,
Strahlendosis, bei Metallartefakten und
gegen Bewegungsartefakte.

5,9 Sek. 3D Umlauf
3,9 Sek. CEPH Scan

Green 2

FOV 5x5, 8x5, 8x8, 10x8

Verfügbarkeit ab April/Mai 2023



WELTKLASSE

in Bildqualität, Homogenität, Geometrie,
Strahlendosis, bei Metallartefakten und
gegen Bewegungsartefakte.

5,9 Sek. 3D Umlauf
3,9 Sek. CEPH Scan

Green 2

FOV 5x5, 8x5, 8x8, 10x8

Verfügbarkeit ab April/Mai 2023

Artikel	Kurzbeschreibung	Artikel-Nr.	Listenpreis	Aktionspreis
Green 2	Twin Sensor DVT/OPG, Low Dose/High Res. 2D / 3D, Multi FOV 5x5, 8x5, 8x8, 10x8	3D0498020	77.200,00 €	57.900,00 €
Green 2 SC	Twin Sensor DVT/OPG, Low Dose/High Res. 2D / 3D, Multi FOV 5x5, 8x5, 8x8, 10x8, mit Scan CEPH (3 Sensoren)	3D0498030	99.800,00 €	77.800,00 €

vatech

EzRay Air[®] 2 Wall

WEIGHT INNOVATION

WALL-MOUNTED INTRAORAL X-RAY



Mit Bluetooth-Übertragung der
Aufnahmeparameter (§114)

65 + 70 kV / 5 mA

Lieferbar ab August 2023

Easy
Intuitive User
Interface

Innovative
Digital CNT X-Ray

70kV 5mA
Better
Image Quality

EzRay Air[®] 2 Wall

WEIGHT INNOVATION

WALL-MOUNTED INTRAORAL X-RAY



EzRay AIR W 2	Intraoral Röntgengerät mit Bluetooth-Übertragung der Aufnahmeparameter, 70 Kv, 5 mA, mit Positionierungsarm 450 mm lang			
	Dto., mit Positionierungsarm 600 mm lang	xtair0492000	7.140,00 €	5.290,00 €
	Dto., mit Positionierungsarm 900 mm lang	xtair0492010	7.140,00 €	5.290,00 €
	[gewünschte Länge bei Bestellung unbedingt angeben]	xtair0492020	7.140,00 €	5.290,00 €
Bei Kauf in Verbindung mit einem 2D oder 3D Röntgengerät			Sonderpreis	4.760,00 €

PERFIT FS die einzigen voll gesinterten und bearbeitbaren Zirkonblöcke der Welt von **vatech mcis**

NEU




02.

by **orangedental**

Workflow

Perfit FS is a fully sintered zirconia block, and does not need sintering and firing processes after milling. This is advantageous in creating restorations quickly in comparison with other chairside blocks. Please refer to the below workflow.



>> Freigabe byzz nxt v142

>> Ez3D-i Workshop ...



Jan Kliewer: Beratung / Verkauf
 Mobil: +49 (0) 151. 432 079 82
 Mail: ikl@orangedental.de

PLZ: 20-33, 38



Martin Loeffen: Beratung / Verkauf
 Mobil: +49 (0) 151. 515 86 23 3
 Mail: mlo@orangedental.de

PLZ: 41, 45-49



Uwe Baltes: Beratung / Verkauf
 Mobil: +49 (0) 170. 189 40 02
 Mail: uba@orangedental.de

PLZ: 34-37, 40, 42, 44, 50-59




Andreas Möller: Verkaufsleitung (BW/CH)
 Leiter Softwareentwicklung (BC)
 Mobil: +49 (0) 173. 966 84 36
 Mail: am@orangedental.de

PLZ: 70-72, 75-79, 88 + Schweiz

Legende:

-  Französische Schweiz
-  Italienische Schweiz



Frank Manlik: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 163. 251 631 0
 Mail: fma@orangedental.de

PLZ: 01-19, 39, 98, 99



Frank Bartsch: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 173. 967 55 11
 Mail: fba@orangedental.de

PLZ: 60-69, 73-74, 89-92, 95-97



Stefano Soprano: Beratung / Verkauf

Mobil: +43 (0) 676. 510 60 73 (AT)
 +49 (0) 160 . 944 58 045 (D)
 Mail: sso@orangedental.de

PLZ: 80-87, 93-94 + Österreich

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym
abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver als jedes Lob.

Webinar

orangedental
premium innovations

DDI inside

