


Webinar #8/2024

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind



Wir starten um 18:30 Uhr

Ihr Referent und Moderator heute Abend




Guido Gäßler




Andreas Möller

1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.



2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster



Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auch für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.





Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.




Willkommen beim od – Webinar #8/2024

Agenda:

- byzz als Start zum Kronen Programm
- Krone aus der Bibliothek und verfeinern
- automatisch in die CAM und dann zum Schleifen
- Weitere Möglichkeiten auf EASYmill 4 +5

>> Umfrage 1

Haben Sie schon CAD/CAM-Komponenten in Ihrer Praxis in Betrieb?



>> Und nun geht es los ...

exocad

exocad

exocad Webshop

Secure Area

DE

Unsere Produkte

exocad für Sie

Integration


Vertriebspartner

Events

Unternehmen

Softwarepiraterie

CAD-Design für Labore



exocad DentalCAD

Die führende dentale CAD-Software (OEM): Ideal für Einsteiger, mächtig in Experten Händen.


[Mehr zu exocad DentalCAD](#)

DentalCAD Add-on Module

- | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Implant Module | Bar Module | Model Creator | Bite Splint Module |
| Provisional Module | PartialCAD | Full Denture Module | Tru Smile-Technologie |
| Virtueller Artikulator | Jaw Motion Import | DICOM Viewer | Smile Creator |
| Zahnbibliothek | xSNAP Modul | | |

>> Umfrage 2


Setzen Sie schon Chairside-Lösungen in Ihrer Praxis ein?



Wie kommen die Schleif- / Fräs-Daten in die EASYmill

- USB-Stick
- LAN / Netzwerk

EASYmill im Einsatz



Das Ergebnis




Perfit



Perfit


3-2. Minimum Wall Thickness



Minimum Wall Thickness is the most important factor to consider to avoid crack in the patient's mouth. The minimum wall thickness is different depending on the indications, so please refer to the picture above and the table below.

Perfit FS kann dünner als andere Materialien sein

Die hohe Festigkeit ermöglicht eine um 33 % reduzierte Zahnpräparation im Vergleich zu anderen Glaskeramiken



Glaskeramik (ZLS¹, Ls22²)

1) Zirkonoxidverstärktes Lithiumdisilikat

2) Lithiumdisilikat

Perfit FS (ZrO₂)

Mehr als nur Chairside

Erste Erfahrungen mit einer neuen Schleifeinheit

Im April dieses Jahres wurde die neue Schleifeinheit EASY Mill 4 (orangedental) einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem Artikel beschreiben die Autoren ihre ersten Erfahrungen mit dieser CNC-Schleifmaschine, der dazugehörigen CAM-Software und einem neuen Zirkoniumdioxidmaterial. Zudem stellen sie zwei Patientenfälle dar.



Die EASY Mill 4-Schleifeinheit ist eine kleine kompakte Vierachs-CNC-Bearbeitungsmaschine, die mit Wasserkühlung arbeitet und aktuell für Einzelzahnrestorationen und dreigliedrige Brücken verwendet werden kann (Abb. 1 und 2). Die Schleifrohlinge werden mittels klassischer CEREC-Halter in der Maschine eingespannt. Es stehen drei verschiedene Dia-

mantschleifstifte in den Durchmessern 2 mm, 1 mm und 0,6 mm zur Verfügung (Abb. 3). Der Werkzeugwechsel erfolgt mithilfe eines pneumatischen Spannsystems, ebenso erfolgt die Längenvermessung der Werkzeuge automatisch (Abb. 4).

Als CAM-Software steht WORKNC DENTAL (Hexagon) zur Verfügung. Eine spezielle Version dieser CAM-Soft-




Abb. 1 und 2: Die neue kompakte EASY Mill 4-Schleifeinheit von orangedental arbeitet mit Wasserkühlung.



>> Umfrage 3

Was würden Sie gerne in Ihre Praxis selbst herstellen?



Weitere Möglichkeiten auf EASYmill 4 + 5



Bild: Firma Straumann



EFFIZIENZ



INDIVIDUALITÄT

Bild: Firma Merz Dental



Weitere Möglichkeiten auf EASYmill 4 + 5





Nächste Veranstaltungen / Kurse / Schulungen:


19.2.2025

Save the date

"CAD/CAM together" - der orangedental Workflow

geplante Referenten: Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Prof. Schubert, ZT /M.SC. Josef Schweiger

Alle bisher durchgeführten Webinare finden Sie mit diesem Link:



Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver
als jedes Lob.

Webinar

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen einen schönen
Feierabend und bleiben Sie und Ihr Team
gesund.

Ihr orangedental Team

Sie finden unsere News auch über:

