

FUSSEN by orangedental

Intraoralscanner Modell S6500

Modell S6500

NEU



- Großes Sichtfeld 16 x 13 mm
- Vollständiger Kieferscan unter 2 Minuten
- Hohe Genauigkeit nur 10 µm Toleranz
- Superleicht und kompakt nur 220 g
- 3 Standard und 1 Mini Scanspitze
- Neue ScanFlex Software mit vielen KI-Funktionen



- Neues, modernes und standfestes Cart mit Mini PC, Touch Screen und Notstromversorgung

FUSSEN by orangedental

Intraoralscanner

Modell S6500

	S6500
Typ	Kabel
Scanprincip	Triangulierung
Lichtquelle	Struktuiertes Licht
Vollständiger Kieferscan (Min)	< 2
Scangeschwindigkeit (FPS)	20-25
Tiefenschärfe (mm)	0-15
Sichtfeld (FOV)	16x13/12x9
Anti-Beschlag (min)	<1
Gewicht (gr)	220
Größe (mm)	240x45x36
G-Motion	ja
Präzision Einzelkrone	10µm (±1,1µm)
Größe der Scanspitzen (mm)	Standard: 95,3x22,5x16,6 Mini: 94x 17,9x 13,2
Inkludierte Scanspitzen	3 Standard Scanspitzen 1 Mini Scanspitze
UVP zzgl. MwSt.	12.900 €

